

MONITEUR MULTI-PARAMETRES D'URGENCE C30 (ECG 12 DERIVATIONS) COMEN

COMEN

Ref. BCMONI08



CE
1639

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
IIb
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
3
3 YEARS
GUARANTEE



02/04/2025 22:57:54 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

MONITEUR MULTI-PARAMETRES D'URGENCE C30 (ECG 12 DERIVATIONS) COMEN

COMEN

Ref. BCMONI08

Un moniteur 5 en 1 avec la surveillance de 5 parametres vitaux, intuitif grace a son ecran tactile en couleur et tres facile a transporter car ultra compact.

Description

Le moniteur multi-parametres dedie au premier secours pour une surveillance sur place ou dans les vehicules d'urgence. Il mesure la pression arterielle non invasive (PNI), la saturation en oxygene (SpO2), la frequence respiratoire (RESP), la capnographie en CO2 (EtCO2), la temperature corporelle et dispose d'un ECG 12 derivations.

Parametres: PNI, SpO2, ECG, Respiration, 2 canaux de temperature (sondes a rajouter), EtCO2 (capteur a rajouter).

Ecran: tactile 4,3" avec retro-eclairage

Double alarme: sonore (reglable) et visuelle a 3 niveaux avec systeme d'alarme intelligent a 3 couleurs (bleue, jaune, rouge).

PNI: adaptee a tous types de patients (adulte, enfant et nouveau-ne).

Stockage: 48 heures de stockage de donnees et d'analyse des tendances.

Batterie: lithium integree de 2200mAh (autonomie de 4 heures).

Options: Sac de transport en option et kit de batterie de transport (7200mAh).

Alimentation: Kit d'alimentation (12V) au vehicule de secours en option.

Systeme d'exploitation: Linux.

Dimensions: 19 X 8,2 X 10,5cm

Poids: 1,5kg

Garantie: 3 ans.

Caracteristiques

Marquage CE	CE1639	Dispositif Medical	Classe IIb
Code barre	3661040220024	Code douanier	9018193010
Garantie (mois)	36	Pays	Chine

MESURES

Unite emballee / Largeur (cm)	26	Unite nue / Largeur (cm)	8.2
Unite emballee / Hauteur (cm)	21	Unite nue / Hauteur (cm)	10.5
Unite emballee / Longueur (cm)	28	Unite nue / Longueur (cm)	19
Unite emballee / Poids (kg)	3.2	Unite nue / Poids (kg)	1.5

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA

AUTRES CARACTERISTIQUES

Unite emballee / Quantite	1
---------------------------	---

 02/04/2025 22:57:54 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand

13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr