

COUPE-ONGLES DE POCHE 5 CM

Ref. IC80000



02/04/2025 22:40:07 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

COUPE-ONGLES DE POCHE 5 CM



Ref. IC80000

Utile pour la manucure et la pedicure. Petit format, prend peu de place.**Description**

Les instruments Holtex sont tous fabriqués en acier inoxydable de première qualité (AISI 304, 410, 420 et 420A, selon le type d'instrument) afin de garantir une bonne tenue dans le temps et une parfaite résistance aux corrosions.

Les aciers entrent en contact avec les tissus humains, ils doivent donc se conformer aux normes internationales et à la réglementation en vigueur. Holtex vous garantit des dispositifs médicaux conformes à la directive 93/42/CE et à l'ISO 13485 (2016).

- Dans l'onglet « DOCUMENTS JOINTS », vous pouvez télécharger la notice de « Nettoyage et stérilisation »
- Référence 100% IN-STORE : cette référence d'instrumentation de service est garantie disponible immédiatement.

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	3661040013022	Code douanier	9018.9090
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unite emballee / Largeur (cm)	1	Unite nue / Largeur (cm)	1.2
Unite emballee / Hauteur (cm)	1	Unite nue / Hauteur (cm)	1
Unite emballee / Longueur (cm)	5	Unite nue / Longueur (cm)	5.5
Unite emballee / Poids (kg)	0.022	Unite nue / Poids (kg)	0.021

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA

AUTRES CARACTERISTIQUES

Unite emballee / Quantite	1
---------------------------	---

📅 02/04/2025 22:40:07 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.