

LAMPE D'EXAMEN BLANCHE HOLTEx LED 3W

Ref. OSLAMP02



02/04/2025 22:43:14 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr

LAMPE D'EXAMEN BLANCHE HOLTEX LED 3W



Ref. OSLAMP02

Lampe d'examen medicale traditionnelle et la plus populaire, avec poignée sur le porte-lampe, intégrée à l'interrupteur.

Description

Poids léger, mouvement facile, mise au point sur n'importe quel angle par bras flexible, fonctionnement pratique.

Le bras articulé assure la facilité de déplacement et de positionnement de la lumière et empêche toute dérive. AUCUN examen à angle mort et aucune portée longue n'est présentée.

Notre lampe fournit un éclairage "lumière du jour" pour un rendu plus fidèle des couleurs des tissus et un diagnostic et un traitement plus faciles.

Technologie LED sans IR (Infrarouge) : elle réduit la sensation de chaleur pour le patient et le médecin. Les tissus ne se dessèchent pas aussi rapidement pendant l'intervention sous un rayonnement lumineux très faible.

- Positionnement et longue portée : Le bras articulé assure la facilité de déplacement et de positionnement de la lumière et évite ainsi les angles morts.
- Variabilité de l'éclairage : Le variateur situé sur le boîtier de contrôle permet de réduire ou accentuer la puissance d'éclairage.
- Économie d'énergie : La durée de vie d'une source LED est 40 fois supérieure à celle d'une ampoule halogène. Faible consommation d'énergie : 1/3 moins que le système conventionnel halogène.
- Champ d'Application : Examen de près, au-dessus du lit, soins intensifs, salles de réveil, dermatologie, soins aux personnes âgées, gynécologie, ophtalmologie, ORL, petite chirurgie... etc.

- Source de lumière : 3W LED
- Intensité d'éclairage : D = 30 cm 80 000 Lux, D = 50 cm 35 000 Lux
- Diamètre du champ lumineux : D 30 cm = 5 cm
- Température de couleur : 5000-6000K
- Indice de rendu des couleurs (Ra) : 80%
- Hausse de la température : 0°
- Durée de vie moyenne des LED : supérieure à 40 000 heures, la plus longue : 50 000
- Tension : 100V-260V 50/60Hz
- Bras souple flexible : longueur col de cygne : 76 cm, pas d'angle mort
- Tige fixe = 71 cm
- Fonction de contrôle : contrôle de la luminosité par gradateur
- Diamètre tête de lampe : 75 mm
- Longueur tête de lampe : 110 mm
- Tête de lampe : tête de lampe simple avec poignée de mise en marche/arrêt
- Cordon d'alimentation : longueur 2,5 m
- Pieds à roulettes en métal (3,35 kg)

📅 02/04/2025 22:43:14 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr

LAMPE D'EXAMEN BLANCHE HOLTEx LED 3W



Ref. OSLAMP02

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3661040212821	Code douanier	9405429000
Garantie (mois)	12	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	12	Unite emballee / Hauteur (cm)	111
Unite emballee / Longueur (cm)	33	Unite emballee / Poids (kg)	7
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

02/04/2025 22:43:14 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr