


DEFIBILLATEUR AUTOMATIQUE FRED PA-1





Ref. SSDEFI03



CE
0459

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
IIb
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
10
10 YEARS
GUARANTEE



📅 02/04/2025 22:45:55 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.


GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr

DEFIBILLATEUR AUTOMATIQUE FRED PA-1



Ref. SSDEFI03

Defibrillateur Automatise Externe (DAE) automatique simple, a la portee de tous

Description

Le FRED® PA-1 est parfaitement adapte pour un usage sur patient adulte comme sur patient enfant grace a ses electrodes dediees.

Adapte a un usage dans les etablissements de sante, les ERP : il est par conception un appareil destine au plus large public.

- Indicateur lumineux de delivrance du choc electrique (pour version entierement automatique)
- Interface utilisateur simple et epuree, synthese vocale en Francais
- Possede differentes fonctions d'aide au massage cardiaque afin de guider l'utilisateur de maniere a effectuer une RCP de qualite a la bonne frequence
- Mis en marche instantanee des l'ouverture du capot
- Equipe par default d'un metronome permettant a l'utilisateur de connaitre le rythme adequat du massage cardiaque
- Effectue des autotests periodiques de maniere quotidienne ou hebdomadaire
- Par default en francais (Option trilingue possible)
- Peut enregistrer jusqu'a 2h de donnees et 500 evenements
- Paire d'electrodes de defibrillation pre-connectee logee dans le capot du DAE avec le kit de premiers secours* (emplacement pour une deuxieme paire d'electrodes sous le DAE)
- Voyants lumineux visibles a plus de 15m
- Boitier ABS V0 (ignifuge) qualite medicale
- Niveau sonore maximal en fonctionnement : 85 db
- Livre en standard avec 1 pile : LiMnO2 15V, 2,8Ah

*Trousse de premiers secours : 1 paire de ciseaux de secours, 1 rasoir jetable, 1 paire de gants vinyles, 1 masque de ventilation, 2 compresses steriles, 1 serviette pour essuyer la victime

📅 02/04/2025 22:45:55 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.


GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr

DEFIBILLATEUR AUTOMATIQUE FRED PA-1



Ref. SSDEFI03

Caracteristiques

Marquage CE	CE0459	Dispositif Medical	Classe IIb
Code barre	3661041009291	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	120	Pays	France
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	40	Unite nue / Largeur (cm)	11
Unite emballee / Hauteur (cm)	15	Unite nue / Hauteur (cm)	30
Unite emballee / Longueur (cm)	40	Unite nue / Longueur (cm)	25.5
Unite emballee / Poids (kg)	3.155	Unite nue / Poids (kg)	3.155
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	-20	Temperature maxi	50
Humidite mini	1	Humidite maxi	95
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

02/04/2025 22:45:55 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr