

LIAN NM BRASSARD VELCRO (L, M, S) SPENGLER



Ref. 520622



CE
0459

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
Im
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
3
3 YEARS
GUARANTEE

04/04/2025 23:23:29 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

Ref. 520622

Tensiometre ambidextre, d'une construction robuste concu pour une utilisation intensive.

Description

>>> ATTENTION :
Possible rupture dans certaines tailles, n'hésitez pas à consulter le service commercial pour les équivalences.

GRANDE PRECISION DES MESURES

- Simple tubulaire avec connectique pas de vis pour adapter son brassard
- Mécanisme «horlogerie» haute précision

RESISTANT AUX CHOCS

- Boitier en metal indeformable, anticorrosion
- Protege manometre en mousse antichoc

CONFORT

- Ambidextre grace au robinet de decompression central
- Poire grand volume pour un gonfl age rapide
- Fermeture Velcro SPENGLER

BRASSARD

- Brassard en coton ou nylon, fermeture velcro
- Taille XS (10-15 cm), XS (15-22 cm), S (20-28 cm), M (26-34 cm), L (32-42 cm) ou XL (42-52 cm)
- Existe en gris, marine ou motifs
- Existe en version Clinic® pour prévention des contaminations croisées
- Livre avec une trousse de transport

Adulte (M), coton, velcro, marine : ref 520627

Adulte (M), coton, velcro, gris : ref 520621

Adulte (L), nylon, velcro, gris : ref 520620

Enfant/Petit adulte (S), coton, velcro, motifs : ref 520622

Multibrassards (L,M,S), velco : ref 520630

04/04/2025 23:23:29 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

LIAN NM BRASSARD VELCRO (L, M, S) SPENGLER



Ref. 520622

Caracteristiques

Marquage CE	CE0459	Dispositif Medical	Classe Im (fonction mesurage)
Code barre	3700446006723	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	36	Pays	France
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.617
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	-20	Temperature maxi	70
Humidite mini	85	Humidite maxi	85
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

04/04/2025 23:23:29 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr