



BOITE ALUMINIUM, COLOREE

Ref. AC1773_D



04/04/2025 23:10:25 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr

BOITE ALUMINIUM, COLOREE



Ref. AC1773_D

Pratique pour le rangement des instruments de chirurgie

Description

- Sterilisation a chaud ou a l'autoclave (134°-18 minutes)
- Ne pas laver dans un nettoyeur a ultrasons ni dans une machine a laver
- Attention : l'aluminium est incompatible avec certains produits de decontamination

Formats disponibles :

- 17 x 7 x 3 cm
- 18 x 9 x 3 cm
- 21 x 10 x 3 cm

Coloris disponibles :

- Azur
- Bleu
- Dore
- Rouge
- Vert

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3661040067360	Code douanier	90184990
Garantie (mois)	12	Pays	France
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	7	Unite emballee / Hauteur (cm)	3
Unite emballee / Longueur (cm)	17	Unite emballee / Poids (kg)	0.118
Unite nue / Poids (kg)	0.118		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Couleurs	Dore	Dimensions Boites	17 x 7 x 3 cm

04/04/2025 23:10:25 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr