


OTOSCOPE SMARTLED SPENGLER X LUXAMED EDITION® - BRONZE



Ref. A1.416.184



08/04/2025 22:06:05 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr

OTOSCOPE SMARTLED SPENGLER X LUXAMED EDITION® - BRONZE



Ref. A1.416.184

SMARTLED SPENGLER X LUXAMED EDITION®

Un otoscope design et innovant fabrique en Allemagne, adapte aux besoins des professionnels de sante.

Description

Caracteristiques principales :

• Design et robustesse :

- Leger (100gr), ideal pour un usage quotidien sans fatigue.
- Manche en aluminium et en fibre de verre renforcee
- Coloris iconique Spengler

• Eclairage lumineux :

- Offre une luminosite de 10 000 Lux pour une observation claire.
- Temperature des couleurs : 4.250 K

Innovation technologique :

- Anneau de 6 LED concentriques place a l'avant pour un champ de vision degage, sans ombre
- Duree d'utilisation prolongee avec un courant constant, environ 100 000 heures.
- Luminosite ajustable grace a une pression longue. sur le bouton ON/OFF
- Arret automatique apres 3 minutes

Qualite et innovation MADE IN GERMANY

Aussi disponible en Myrtille, Noir et version pediatrique (vert)

Inclus : 2 piles AAA/LR03 + 20 speculums jetables (10 en 2.5 mm et 10 en 4 mm)

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	4260381965275	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	36	Pays	Allemagne

MESURES

Unite emballee / Largeur (cm)	11	Unite emballee / Hauteur (cm)	4
Unite emballee / Longueur (cm)	24	Unite emballee / Poids (kg)	0.3

Unite emballee / Poids (kg)	0.12
-----------------------------	------

5 - Informations et conditions de stockage specifiques

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr