

KIT LUXASCOPE AURIS LED 2.5V "COLOUR EDITION" MAGENTA (OTOSCOPE+OPHTALMOSCOPE)

LUXAMED®

Ref. AF.416.974



CE



08/04/2025 22:07:23 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

KIT LUXASCOPE AURIS LED 2.5V "COLOUR EDITION" MAGENTA (OTOSCOPE+OPHTALMOSCOPE)

LUXAMED®

Ref. AF.416.974

Set complet pour un diagnostic de precision : Otoscope Auris LED 2.5V "COLOUR EDITION" Magenta + Ophtalmoscope LuxaScope LED 2.5 V "COLOUR EDITION" Magenta

Description

Otoscope :

- Eclairage : Anneau LED avec 6 LED (concentriques), pas de fibre optique, le champ de vision n'est pas limite.
- Aucune maintenance, car aucun changement d'ampoule necessaire.
- Possibilite de faire varier l'intensite de la luminosite
- Arret automatique apres 3 minutes
- Duree de vie des LED : environ 100 000 heures avec un courant constant
- Eclairage lumineux : environ 10 000 Lux
- Temperature de couleur : environ 4 200 K
- Design de la tete optimise
- Loupe pivotante, grossissant 3 fois
- Orifice d'insufflation pour test pneumatique
- Manche compose de deux materiaux : aluminium et fibre de verre renforcee, compatible avec la tete du dermatoscope et de l'ophtalmoscope LuxaScope
- Interrupteur sous forme de bouton-poussoir ON/OFF
- Alimentation : 2x piles alcalines AAA, incluses
- Inclus 20 speculums jetables gris dont 10 de 2,5mm et 10 de 4.0mm

Ophtalmoscope :

- Valeurs de correction : + 20 bis – 20 D ($\pm$ 1 2 3 4 6 8 10 15 20 D)
- 5 filtres differents disponibles : grand spot, petit spot, filtre vert, demi-lune et reticule
- Eclairage : LED
- Possibilite de faire varier l'intensite de la luminosite pour eviter l'eblouissement
- Arret automatique apres 3 minutes
- Duree de vie des LED : environ 50 000 heures avec un courant constant
- Temperature de couleur : environ 4 200 K
- Design optimise de la tete
- Manche compose de deux materiaux : aluminium et fibre de verre renforce, compatible avec la tete d'otoscope et de dermatoscope LuxaScope LED
- Interrupteur sous forme de bouton-poussoir ON/OFF
- Inclus 2 piles alcalines AAA

📅 08/04/2025 22:07:23 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr

KIT LUXASCOPE AURIS LED 2.5V

"COLOUR EDITION" MAGENTA

(OTOSCOPE+OPHTALMOSCOPE)

LUXAMED®

Ref. AF.416.974

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	04260381964490	Garantie (mois)	24
Pays	Allemagne		
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	nc
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	-10	Temperature maxi	45
Humidite mini	10	Humidite maxi	90
AUTRES CARACTERISTIQUES			



08/04/2025 22:07:23 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand

13290 Aix-en-Provence | France


www.gsh-med.fr


+33(0)4 42 90 31 31


info@gsh-med.fr