

ECG CARDIOMATE 3 SPENGLER

Ref. 260003



CE
0123

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
IIa
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2 ANS
2 YEARS
GUARANTEE



15/04/2025 21:48:54 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

ECG CARDIOMATE 3 SPENGLER



Ref. 260003

Les ECG CARDIOMATE® sont des instruments d'une tres grande fiabilite.

Description

Precis et intuitif, l'ECG 3 pistes, Spengler Cardiomate 3 est le compagnon ideal en cabinet ou en deplacement. Dote d'une vitesse d'echantillonnage record, il enregistre toute l'activite electrique du coeur avec une precision absolue et delivre des analyses d'une grande precision. Avec sa grande memoire integree et sa connexion par USB a un PC, le transfert des ECG est facilite.

TRES GRANDE PRECISION DES MESURES

- Visualisation des 12 derivations en temps reel
- Vitesse d'echantillonnage 32 000Hz
- Convertisseur 24 bits
- Interpretation automatique et calcul des intervalles
- Detection de Pacemaker

SIMPLE D'UTILISATION

- Ecran LCD couleur 7" inclinables
- Enregistrement et impression de l'ECG avec une seule touche
- Clavier alphanumerique
- Impression sur papier thermique ou via PC

CONNECTIQUE ET MEMOIRE

- Memoire interne de 1 000 ECG
- Transfert des ECG sur PC par simple connexion USB
- Options : Carte SD, Wifi, scanner code-barre, logiciel PC-ECG

TRANSPORTABLE

- Batterie de 2600mAh pour une plus grande autonomie (> 6 heures en continu), ideal en cabinet et deplacement
- Leger et robuste
- Poignee de transport

ACCESSOIRES

- Un adaptateur secteur
- Un cable d'alimentation
- Un cable mise par terre
- Un rouleau papier thermique
- Un manuel d'utilisation
- Un cable patient
- Des electrodes (pinces)/(ventouses)

15/04/2025 21:48:54 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

ECG CARDIOMATE 3 SPENGLER



Ref. 260003

Caracteristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	3700446025472	Code douanier	9018110000
Garantie (mois)	24	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite nue / Largeur (cm)	24.4
Unite emballee / Hauteur (cm)	nc	Unite nue / Hauteur (cm)	6.5
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite nue / Longueur (cm)	31
Unite emballee / Poids (kg)	4.68	Unite nue / Poids (kg)	2.4
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	-20	Temperature maxi	50
Humidite mini	25	Humidite maxi	85
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

15/04/2025 21:48:54 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.