

TABOURET HOLTEX REGLABLE 5 ROULETTES PIED PLASTIQUE



Ref. OS007_L



18/04/2025 21:06:12 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

TABOURET HOLTEX REGLABLE 5 ROULETTES PIED PLASTIQUE



Ref. OS007_L

Tabouret base plastique (assise 3,5 cm)

Description

- Assise ø : 43 cm, rembourree en mousse tres haute densite (30 kg / m3)
- Assise ignifugee (classement resistance au feu M1)
- Axe, tube ø : 5,5 cm en inox
- Piedement en plastique noir a 5 branches ø : 58 cm, tres stable avec roulettes doubles
- Hauteur ajustable par simple pression et par piston a gaz
- Variation de la hauteur de 53 a 70 cm
- Charge maximum : 150kg

Tabouret assorti au divan OSA003 (plusieurs couleurs disponibles pour les deux modeles)

- Existe en Noir (OS007_N) et Lavande (ref: OS007_L)

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3661040196138	Code douanier	9402900000
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

MESURES

Unite emballee / Largeur (cm)	17	Unite emballee / Hauteur (cm)	42
Unite emballee / Longueur (cm)	41	Unite emballee / Poids (kg)	6.2
Unite nue / Poids (kg)	5.2		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA

AUTRES CARACTERISTIQUES

Couleurs	Lavande	Unite emballee / Quantite	1
----------	---------	---------------------------	---

18/04/2025 21:06:12 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr