


BRASSARDS POLYESTER AUTOCLAVABLES DROIT 1 POCHE POUR GARROT DDM

Ref. GBS101



23/04/2025 00:10:24 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

BRASSARDS POLYESTER AUTOCLAVABLES DROIT 1 POCHE POUR GARROT DDM

Ref. **GBS101**

Ces brassards pour Garrot DDM sont autoclavables

Description

Les brassards pour garrots DDM sont en polyester. Ils sont désinfectables et autoclavables. Ils sont composés d'une poche amovible en silicone pour faciliter le passage dans l'autoclave.

Ceux la sont disponibles de forme droite.

Il existent en plusieurs tailles

Dimensions de la poche en cm

Brassard nourrisson (GBS101)	19 x 4 cm
Brassard enfant (GBS102)	26.5 x 5 cm
Brassard petit adulte (GBS103)	35.5 x 6 cm
Brassard adulte (GBS104)	53 x 6 cm

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700468203476	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	12	Pays	France

MESURES

Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	nc

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA

AUTRES CARACTERISTIQUES

 23/04/2025 00:10:24 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31
 info@gsh-med.fr