

IMMOBILISATEUR DE TETE POUR CIVIERE ET PLAN DUR, ROUGE

Ref. SBRAN10_0



23/04/2025 00:02:06 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

IMMOBILISATEUR DE TETE POUR CIVIERE ET PLAN DUR, ROUGE



Ref. SBRAN10_O

l'immobilisateur de tete parfaitement utilisable avec civiere!

Description

- Fabrique avec des materiaux en plastique haute densite, trous larges au niveau des oreilles pour surveiller le conduit auditif du patient
- Il peut etre utilise avec une civiere et un plan dur
- Interference minimale avec les systemes de radiographie ou IRM
- Revetement plastique resistant a l'eau et facile a nettoyer
- Dimensions (L x W x H) : 40 x 25 x 16 cm
- Poids : 1 kg
- Coloris unique : rouge

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3661040094656	Code douanier	94029000
Garantie (mois)	12	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	26	Unite nue / Largeur (cm)	25
Unite emballee / Hauteur (cm)	14	Unite nue / Hauteur (cm)	16
Unite emballee / Longueur (cm)	43	Unite nue / Longueur (cm)	40
Unite emballee / Poids (kg)	0.95	Unite nue / Poids (kg)	1
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

23/04/2025 00:02:06 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr