

CIVIERE DE RELEVAGE ALUMINIUM

Ref. SBRAN12



22/04/2025 23:29:58 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

CIVIERE DE RELEVAGE ALUMINIUM



Ref. SBRAN12

La parfaite civiere "cuillere"!

Description

Fonction «cuillere» exercee par les deux lames longitudinales, pour positionner la civiere sous le patient sans le deplacer. La civiere de relevage peut etre utilisee pour soulever, deplacer ou transporter les patients.

- Longueur ajustable en fonction des patients de 120 a 210 cm
- Structure aluminium haute resistance
- Dimensions (L x W x H) : 210 x 44 x 6 cm
- Poids : 8,5 kg
- Charge maximum transportee : 159 kg

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3661040063669	Code douanier	94029000
Garantie (mois)	12	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	45	Unite nue / Largeur (cm)	44
Unite emballee / Hauteur (cm)	7	Unite nue / Hauteur (cm)	9
Unite emballee / Longueur (cm)	170	Unite nue / Longueur (cm)	120
Unite emballee / Poids (kg)	10	Unite nue / Poids (kg)	8.5
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

22/04/2025 23:29:58 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr