

## CUISSARD MONOBLOC DROIT 1 POCHE AVEC SANGLE POUR GARROT DDM

Ref. GCDMS104

DDM 



 23/04/2025 22:39:36 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France  
 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31  
 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

## **CUISSARD MONOBLOC DROIT 1** **POCHE AVEC SANGLE POUR** **GARROT DDM**



Ref. GCDMS104

le cuissard droit monobloc a 1 poche et avec sangle!

### Description

Ces cuissards monobloc en PU sont **decontaminables**. De forme droite avec une seule poche, ils sont composés d'un ensemble monobloc avec une sangle pour sécuriser la fixation velcro.

Ils disposent d'un éventail de tailles identifiables par un code couleur sur la tubulure. (A: largeur de la poche; B: longueur de la poche, C longueur totale)

|                                    |                   | A  | B   | C   |
|------------------------------------|-------------------|----|-----|-----|
| • Cuissard petit adulte (GCDMS103) | tubulure jaune    | 8  | 76  | 97  |
| • Cuissard adulte (GCDMS104)       | tubulure violette | 10 | 62  | 76  |
| • Cuissard adulte L (GCDMS105)     | tubulure vert     | 10 | 76  | 90  |
| • Cuissard adulte XL (GCDMS106)    | tubulure grise    | 10 | 82  | 100 |
| • Cuissard adulte XXL (GCDMS107)   | tubulure rouge    | 10 | 107 | 122 |

Les cuissards ne sont pas stérilisables mais peuvent être nettoyés à sec ou immergés en veillant à maintenir le connecteur (sur la tubulure) hors de l'eau.

23/04/2025 22:39:36 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
 13290 Aix-en-Provence | France  
[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31  
[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

**CUISSARD MONOBLOC DROIT 1  
 POCHE AVEC SANGLE POUR  
 GARROT DDM**



Ref. **GCDMS104**

Caracteristiques

|                                    |               |                               |          |
|------------------------------------|---------------|-------------------------------|----------|
| Marquage CE                        | CE            | Dispositif Medical            | Classe I |
| Code barre                         | 3700468208907 | Garantie (mois)               | 12       |
| MESURES                            |               |                               |          |
| Unite emballee / Largeur (cm)      | nc            | Unite emballee / Hauteur (cm) | nc       |
| Unite emballee / Longueur (cm)     | nc            | Unite emballee / Poids (kg)   | nc       |
| CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES |               |                               |          |
| Temperature mini                   | NA            | Temperature maxi              | NA       |
| Humidite mini                      | NA            | Humidite maxi                 | NA       |
| AUTRES CARACTERISTIQUES            |               |                               |          |


 23/04/2025 22:39:36 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
 13290 Aix-en-Provence | France  
 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31  
 info@gsh-med.fr