

CUISSARD MONOBLOC DROIT 1 POCHE AVEC SANGLE POUR GARROT DDM

Ref. GCDMS107



 23/04/2025 22:36:09 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

CUISSARD MONOBLOC DROIT 1 **POCHE AVEC SANGLE POUR** **GARROT DDM**

Ref. GCDMS107

le cuissard droit monobloc a 1 poche et avec sangle!

Description

Ces cuissards monobloc en PU sont **decontaminables**. De forme droite avec une seule poche, ils sont composes d'un ensemble monobloc avec une sangle pour securiser la fixation velcro.

Ils disposent d'un éventail de tailles identifiables par un code couleur sur la tubulure. (A: largeur de la poche; B: longueur de la poche, C longueur totale)

		A	B	C
• Cuissard petit adulte (GCDMS103)	tubulure jaune	8	76	97
• Cuissard adulte (GCDMS104)	tubulure violette	10	62	76
• Cuissard adulte L (GCDMS105)	tubulure vert	10	76	90
• Cuissard adulte XL (GCDMS106)	tubulure grise	10	82	100
• Cuissard adulte XXL (GCDMS107)	tubulure rouge	10	107	122

Les cuissards ne sont pas sterilisables mais peuvent etre nettoyes a sec ou immerges en veillant a maintenir le connecteur (sur la tubulure) hors de l'eau.

23/04/2025 22:36:09 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

