

KIT LUXASCOPE AURIS LED 2.5V, KIDS (OTOSCOPE+OPHTALMOSCOPE)

LUXAMED®

Ref. AF.516.914



 24/04/2025 22:54:45 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

KIT LUXASCOPE AURIS LED 2.5V, KIDS (OTOSCOPE+OPHTALMOSCOPE)

LUXAMED®

Ref. AF.516.914

Set complet pour un diagnostic de precision : Otoscope Auris LED 2.5V KIDS + Ophtalmoscope LuxaScope LED 2.5 V KIDS

Description

Otoscope :

- Eclairage : Anneau LED avec 6 LED (concentriques), pas de fibre optique, le champ de vision n'est pas limite.
- Aucune maintenance, car aucun changement d'ampoule necessaire.
 - Possibilite de faire varier l'intensite de la luminosite
 - Arret automatique apres 3 minutes
 - Duree de vie des LED : environ 100 000 heures avec un courant constant
 - Eclairage lumineux : environ 10 000 Lux
 - Temperature de couleur : environ 4 200 K
 - Design de la tete optimise
 - Loupe pivotante, grossissant 3 fois
 - Orifice d'insufflation pour test pneumatique
 - Manche compose de deux materiaux : aluminium et fibre de verre renforcee, compatible avec la tete du dermatoscope et de l'ophtalmoscope LuxaScope
 - Interrupteur sous forme de bouton-poussoir ON/OFF
 - Alimentation : 2x piles alcalines AAA, incluses
 - Inclus 20 speculums jetables gris dont 10 de 2,5mm et 10 de 4.0mm

Ophtalmoscope :

- Valeurs de correction : + 20 bis - 20 D (\pm 1 2 3 4 6 8 10 15 20 D)
- 5 filtres differents disponibles : grand spot, petit spot, filtre vert, demi-lune et reticule
- Eclairage : LED
- Possibilite de faire varier l'intensite de la luminosite pour eviter l'eblouissement
- Arret automatique apres 3 minutes
- Duree de vie des LED : environ 50 000 heures avec un courant constant
- Temperature de couleur : environ 4 200 K
- Design optimise de la tete
- Manche compose de deux materiaux : aluminium et fibre de verre renforce, compatible avec la tete d'otoscope et de dermatoscope LuxaScope LED
- Interrupteur sous forme de bouton-poussoir ON/OFF
- Inclus 2 piles alcalines AAA

 24/04/2025 22:54:45 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

KIT LUXASCOPE AURIS LED 2.5V, KIDS (OTOSCOPE+OPHTALMOSCOPE)

LUXAMED®Ref. [AF.516.914](#)

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	04260381964537		
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	nc
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	-10	Temperature maxi	45
Humidite mini	10	Humidite maxi	90
AUTRES CARACTERISTIQUES			

 24/04/2025 22:54:45 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr