

LAMPE STYLO, LED - LUXAMED®

LUXAMED®

Ref. D1.211.112



25/04/2025 21:43:05 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr

LAMPE STYLO, LED - LUXAMED®

LUXAMED®

Ref. D1.211.112

La lampe-stylo LED de Luxamed est resistente et tient durablement dans le temps grace a la technologie LED !

Cette technologie permet un champ de vision libre sans ombre et un eclaireage optimal dans la zone d'application. Les LED sont alimentees par un courant constant garantissant une duree de vie considerablement plus longue

Description

Lampe stylo pour un examen optimal des yeux et de la gorge, avec lumiere LED appouee pour l'examen des yeux.

- Haute resistance de la lampe-stylo en ABS plastique
- Duree de vie des LED : environ 100 000 heures avec un courant constant
- Intensite lumineuse : entre 18 000 et 22 000 mcd
- Temperature de couleur, environ : 7000K
- Tension : 3.0V
- Alim. : 2x piles alcalines AAA, incl
- Poids : 31.5 g

Existe en coloris :

Blanc (Ref : D1.211.912)

Bleu (Ref : D1.211.212)

Gris (Ref : D1.211.312)

Jaune (Ref : D1.211.512)

Kids (Ref : D1.311.912)

Noir (Ref : D1.211.112)

Rouge (Ref : D1.211.412)

Vert (Ref : D1.211.612)

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	04260381961673	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Allemagne

 25.04.2025 21:43:05 Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification				
Unite emballee / Largeur (cm)		nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr