

NEGATOSCOPE STANDARD HOLTEX, 1 PLAGUE, 45W

Ref. OTA1001



25/04/2025 21:40:36 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

NEGATOSCOPE STANDARD HOLTEX, 1 PLAGES, 45W



Ref. OTA1001

Description

Ces negatoscopes offrent un système de fixation pour les radios permettant une pose et une dépose simple, et sans conséquence pour les radios. Ils peuvent indifféremment se poser sur un meuble ou se fixer sur un mur.

- La structure de l'écran est en alliage d'aluminium haute résistance de 10 cm d'épaisseur
- Les angles sont protégés par une plaque d'acier, recouverte d'ABS
- Ecran en polymère méthacrylique
- Le corps du negatoscope est en alliage d'aluminium haute résistance
- L'intérieur et l'extérieur sont recouverts d'une poudre projetée antistatique
- Voltage / Fréquence : 220V / 50-60Hz
- Luminance : 2 000 cd/m²
- Éclairage moyen > 6300 lux
- Durée de vie de l'éclairage : 50 000 h
- Température de couleur : 10 000 K
- Dimensions extérieures : 56 x 44 x 10 cm
- Dimensions écran : 35,4 x 43,4 cm

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3661040195858	Code douanier	90105010
Garantie (mois)	12	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	50	Unité nue / Largeur (cm)	44
Unité emballée / Hauteur (cm)	15	Unité nue / Hauteur (cm)	10
Unité emballée / Longueur (cm)	61	Unité nue / Longueur (cm)	56
Unité emballée / Poids (kg)	7.4		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTERISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

25/04/2025 21:40:36 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr