

## ASPIRATEUR A MUCOSITES CA-MI NEW HOSPIVAC 400, BOCAUX AUTOCLAVABLES, 2 X 2000 ML- VERSION BASIC 2



Ref. BCASPI54



📅 05/05/2025 21:34:28 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

## ASPIRATEUR A MUCOSITES CA-MI NEW HOSPIVAC 400, BOCAUX AUTOCLAVABLES, 2 X 2000 ML- VERSION BASIC 2



Ref. BCASPI54

Pour l'hopital : 2 x2 Litres a 90L./min.

### Description

Concu pour drainer les liquides organiques, les gaz, tissus et os du patient, pendant ou apres une intervention. Le systeme a pompe sans huile, a la pointe de la technologie, garantit d'excellentes capacites d'aspiration et une pression a vide maximale en quelques secondes, sans aucun besoin d'entretien.

Le tableau de bord precis ainsi que la gamme complete d'accessoires qui l'accompagnent en font l'appareil ideal pour les aspirations chirurgicales et les liposuccions.

Principales applications: Urgences, Chirurgie generale, Gynecologie, Liposuccion, Neurochirurgie, Obstetrie, Intervention de terrain, Medecine dentaire.

Disponible en 3 versions: Basic, FS ou full

Version BASIC 2, comprenant: Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux / 8x14 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques o 10-11-12mm / Filtre antibacterien & hydrophobe (patient unique) / Cordon d'alimentation avec prise Schuko

- Moteur : Pompe a piston sans huile ne necessitant aucun entretien
- Bocaux polycarbonate Makrolon® autoclavables
- Alimentation : 230V-50Hz
- Vide Maximum (Ajustable) : 0,90 Bar -90 kPa -675 mmHg
- Debit libre d'air max : 90 l/min
- Niveau Sonore : 46,4 dBA
- Poids : 20 kg / Dimensions : 46 x 85 x 42 cm

 05/05/2025 21:34:28 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

## ASPIRATEUR A MUCOSITES CA-MI NEW HOSPIVAC 400, BOCAUX AUTOCLAVABLES, 2 X 2000 ML- VERSION BASIC 2



Ref. BCASPI54

### Caracteristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	3661040139401	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Italie
<b>MESURES</b>			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite nue / Largeur (cm)	46
Unite emballee / Hauteur (cm)	nc	Unite nue / Hauteur (cm)	85
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite nue / Longueur (cm)	42
Unite emballee / Poids (kg)	20	Unite nue / Poids (kg)	20
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES</b>			
Temperature mini	-20	Temperature maxi	45
Humidite mini	NA	Humidite maxi	85
<b>AUTRES CARACTERISTIQUES</b>			
Unite emballee / Quantite	1		

05/05/2025 21:34:28 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)