

KIT DIVAN D'EXAMEN, TABOURET, MARCHEPIED A 2 MARCHES INOX-NOIR

Ref. OSKIT001

 **Holtex**

CE



DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
I
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2 ANS
2
2 YEARS
GUARANTEE

 06/05/2025 23:52:48 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

KIT DIVAN D'EXAMEN, TABOURET, MARCHEPIED A 2 MARCHES INOX-NOIR



Ref. OSKIT001

Cabinet complet Inox

Description

Livre en un seul carton.

Ensemble de mobilier, compose de :

- 1 divan inox coloris noir (ref OSA003_N)
- 1 tabouret coloris noir (ref OS007_N)
- 1 marche pied 2 marches (ref OS0050)

Le divan a systeme de montage rapide :

- Structure en tube carre en acier inoxydable
- Tetiere réglable avec cremailiere automatique haute resistance
- Tetiere et siege rembourres de mousse tres haute densite (30 kg/m3), dont l'epaisseur est de 5 cm, recouverts de tissu plastifie lavable, ignifuge (classement de resistance au feu : M1)
- Porte rouleau amovible (pour rouleaux de 50 cm de large) positionnable a la tete ou aux pieds
- Charge maxi : 150 kg

Le tabouret a 5 roulettes pivotantes,

- structure 5 branches ABS , 58cm de diametre
- 1 piston gaz pour une hauteur variable 53 a 70 cm
- 1 assise mousse 30 kg/M3, diametre 43 cm, avec platine acier vissee
- Revetement plastifie, lavable, ignifuge classement M1
- Charge maxi : 150 kg

Le marche pied 2 marches

- acier inoxydable et revetement plastique antiderapant
- Charge : 150 kg

Inox ou Epoxy : quelle difference ?

Epoxy : le choix economique. L'acier est simplement recouvert d'une resine pour retarder sa corrosion.

Inox : c'est l'acier modifie pour devenir completement INOXYDABLE, il ne rouille pas.

Et le savez-vous ?

Aujourd'hui, plus de 90 % de l'inox est fabrique a partir d'acier recycle, c'est bien pour l'environnement !

📅 06/05/2025 23:52:48 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr

KIT DIVAN D'EXAMEN, TABOURET, MARCHEPIED A 2 MARCHES INOX-NOIR



Ref. OSKIT001

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3661040168371	Code douanier	9402900000
Garantie (mois)	24	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	15	Unite emballee / Hauteur (cm)	68
Unite emballee / Longueur (cm)	190	Unite emballee / Poids (kg)	36.7
Unite nue / Poids (kg)	33.7		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

06/05/2025 23:52:48 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr