

MARTEAU A REFLEXES TROMNER, ALUMINIUM - LUXAMED® - 23CM

LUXAMED®

Ref. M1.111.915



07/05/2025 21:54:29 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

MARTEAU A REFLEXES TROMNER, ALUMINIUM - LUXAMED ® - 23CM

LUXAMED®

Ref. M1.111.915

Marteaux a reflexe de Tromner | Grande taille

Description

Marteaux a reflexe en aluminium et laiton

- Repartition optimale du poids
- Avec aiguille de sonde neurologique
- Longueur : 23cm | poids : 245g
- Sans brosse pour des raisons d'hygiene

Disponible en blanc (M1.111.915) et noir (M1.111.112)

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	04260381960317	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24		

MESURES

Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	nc

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Temperature mini	-10	Temperature maxi	40
Humidite mini	10	Humidite maxi	90

AUTRES CARACTERISTIQUES

Couleurs	Blanc
----------	-------

07/05/2025 21:54:29 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr