

BRASSARD MONOBLOC DROIT 1 POCHE AVEC SANGLE POUR GARROT DDM

Ref. **GBDMS104**



07/05/2025 22:26:27 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

BRASSARD MONOBLOC DROIT 1 POCHE AVEC SANGLE POUR GARROT DDM

Ref. GBDMS104

Les brassards droits monobloc a une poche et avec sangle!

Description

Ces brassards monobloc en PU sont **decontaminables**. De forme droite avec une seule poche ils sont composes d'un ensemble monobloc avec une sangle pour securiser la fixation velcro.

Ils disposent d'un eventail de tailles identifiabiles par un code couleur sur la tubulure. (A: largeur de la poche; B: longueur de la poche, C longueur totale)

		A	B	C
• Brassard nourrisson	tubulure blanche	3.5	29	38
• Brassard enfant	tubulure rose	4.5	35	48
• Brassard petit adulte	tubulure parme	6	46	61
• Brassard adulte	tubulure bleu-ciel	8	46	67

Les brassards ne sont pas sterilisables mais peuvent etre nettoyes a sec ou immerges en veillant a maintenir le connecteur (sur la tubulure) hors de l'eau.

07/05/2025 22:26:27 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

BRASSARD MONOBLOC DROIT 1 POCHE AVEC SANGLE POUR GARROT DDM

Ref. **GBDMS104**

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700468208112	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24		

MESURES

Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	nc

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Temperature mini	-10	Temperature maxi	40
Humidite mini	30	Humidite maxi	40

AUTRES CARACTERISTIQUES

07/05/2025 22:26:27 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr