

LAMPE STYLO, LED - LUXAMED ®

LUXAMED®

Ref. D1.211.112



10/05/2025 11:07:05 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

LUXAMED®

La lampe-stylo LED de Luxamed est résistante et tient durablement dans le temps grâce à la technologie LED !

Cette technologie permet un champ de vision libre sans ombre et un éclairage optimal dans la zone d'application. Les LED sont alimentées par un courant constant garantissant une durée de vie considérablement plus longue.

Description

Lampe stylo pour un examen optimal des yeux et de la gorge, avec lumière LED appouée pour l'examen des yeux.

- Haute resistance de la lampe-stylo en ABS plastique
- Duree de vie des LED : environ 100 000 heures avec un courant constant
- Intensite lumineuse : entre 18 000 et 22 000 mcd
- Temperature de couleur, environ : 7000K
- Tension : 3.0V
- Alim. : 2x piles alcalines AAA, incl
- Poids : 31.5 g

Existe en coloris :

Blanc (Ref : D1.211.912)

Bleu (Ref : D1.211.212)

Gris (Ref : D1.211.312)

Jaune (Ref : D1.211.512)

Kids (Ref : D1.311.912)

Noir (Ref : D1.211.112)

Rouge (Ref : D1.211.412)

Vert (Ref : D1.211.612)

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	04260381961673	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Allemagne
 LESURES 2025-11-07-05 Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc

 MEASURES 10/05/2024

15/05/2025 11:07:05 Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification

Unité emballée / Largeur (cm)

nc

Unite emballee / Hauteur (cm)

nc

GSH | 30 rue Jean de Guiramand

13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr