

TUNIQUE HOMME, BOUGAINVILLIER LYOCELL, HOLTEX



Ref. WMBOU07_91



13/05/2025 23:43:46 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr

TUNIQUE HOMME, BOUGAINVILLIER LYOCELL, HOLTEx



Ref. WMBOU07_91

La tunique medicale homme ecoresponsable

Description

- Tunique homme blanche a manches courtes,
- Ecoresponsable : 50% Lyocell (fibre d'eucalyptus) et 50% Polyester,
- Col officier,
- Serge, 215 g/m2,
- 3 poches plaquees,
- Boutonnage par pression.
- Existe en :
 - Taille 0 (WMBOU07_90)
 - Taille 1 (WMBOU07_91)
 - Taille 2 (WMBOU07_92)
 - Taille 3 (WMBOU07_93)
 - Taille 4 (WMBOU07_94)
 - Taille 5 (WMBOU07_95)

La tunique medicale ecologique et responsable Holtex apporte un confort et une solidite supplementaires a une tunique classique en polycoton : qualite superieure, une solidite accrue, entretien facile et une aisance maximale. Sa coupe est traditionnelle et moderne a la fois. Son col officier, ses manches courtes montees revers et ses 3 poches plaquees sont joliment finis avec un lisere blanc ce qui fait de cette tunique homme un vetement tres soigne.

Le lyocell est un materiau naturel, fabrique a partir de pate de bois d'eucalyptus.

- Doux, léger, confortable et légèrement élastique,
- Facile à entretenir, résistant aux plis, il ne peluche pas.
- Antibactérien, hypoallergénique, respirant, il absorbe l'humidité (jusqu'à 50% de plus que le coton) : il est idéal pour les peaux sensibles.
- Respectueux de l'environnement : la culture de l'eucalyptus nécessite beaucoup moins d'eau et de pesticides que le coton.

13/05/2025 23:43:46 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

**TUNIQUE HOMME,
BOUGAINVILLIER LYOCELL,
HOLTEx**Ref. **WMBOU07_91****Caracteristiques**

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	3661041009482	Code douanier	6211433100
Pays	Tunisie		

MESURES

Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	nc

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA

AUTRES CARACTERISTIQUES

Blanchiment	Blanchissement interdit	Lavage	Lavage a 60°C
Modele	Modele homme	Nettoyage	Nettoyage a sec
Unite emballee / Quantite	1	Taille	Taille 1

13/05/2025 23:43:46 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.