

BRASSARD SPENGLER / POCHE VAQUEZ-LAUBRY CLASSIC



Ref. 330002

 01/06/2025 20:58:53 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

BRASSARD SPENGLER / POCHE VAQUEZ-LAUBRY CLASSIC



Ref. 330002

Description

Brassard compatible Vaquez-Laubry® Classic taille S, M, L, en velcro ou a sangles, en polycoton avec poche caoutchouc. Couleur rouge, marine, gris

Adulte (M) coton, velcro, marine : 330012

Adulte (M) coton, velcro, gris : 330011

Adulte (M) coton, velcro, rouge : 330013

Adulte (M) marine, a sangles : 330112

Adulte (M) rouge, a sangles : 330113

Adulte (L) coton, velcro, marine : 330002

Enfant/petit adulte (S), coton, velcro, gris : 330021

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	3700446000264	Code douanier	9018901000
Garantie (mois)	6	Pays	France

MESURES

Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.274
Unite nue / Poids (kg)	0.274		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA

AUTRES CARACTERISTIQUES

Unite emballee / Quantite	1
---------------------------	---

01/06/2025 20:58:53 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr