

BOCAL FLOVAC 1L REUTILISABLE POUR ASPIRATEUR ASPIRET, ASKIR 20 ET 30



Ref. BCASPI102



02/06/2025 22:17:50 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

BOCAL FLOVAC 1L REUTILISABLE POUR ASPIRATEUR ASPIRET, ASKIR 20 ET 30



Ref. BCASPI102

Description

- Bocal / conteneur autoclavable FLOVAC® rigide en polycarbonate, réutilisable.
- Destiné à contenir les poches jetables FLOVAC®
- capacité: 1000ml

Les systèmes FLOVAC® remplacent donc l'utilisation de bocal autoclavables, ce qui diminue les coûts de nettoyage et de stérilisation.

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	3661040160849	Code douanier	4202121900
Garantie (mois)	24	Pays	Italie
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.2
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	-20	Temperature maxi	45
Humidite mini	NA	Humidite maxi	85
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantité	1		

02/06/2025 22:17:50 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr