

CAPTEUR SPO2 CLIP PEDIATRIQUE POUR COMEN NC3/NC5/C30

COMEN

Ref. DBCPEDI01



CE
0537

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
IIb
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
1
1 YEAR
GUARANTEE

02/06/2025 21:51:19 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr

CAPTEUR SPO2 CLIP PEDIATRIQUE POUR COMEN NC3/NC5/C30

COMEN

Ref. DBCPEDI01

Conçu pour assurer une mesure précise et rapide de la saturation en oxygène

Description

Caractéristiques techniques:

% d'oxygène

90-100% précision +/-2%

70-90% précision +/-3%

<70% non précise

Caractéristiques

Marquage CE	CE0537	Dispositif Medical	Classe IIb
Code barre	3661040219424	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	12	Pays	Uruguay
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	13	Unite emballee / Hauteur (cm)	3
Unite emballee / Longueur (cm)	13	Unite emballee / Poids (kg)	nc
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

02/06/2025 21:51:19 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand

13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr