


STETHOSCOPES IDEAL + HOLTEX, ADULTE, PAVILLON DOUBLE

Ref. DH7073_R



02/06/2025 22:02:16 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

STETHOSCOPES IDEAL + HOLTEX, ADULTE, PAVILLON DOUBLE



Ref. DH7073_R

Le stethoscope Ideal+ et ses differentes versions colorees

Description

- Stethoscope a pavillon double metallique adulte (O : 45/30 mm)
- Bague anti-froid et pavillon de la couleur du tube
- Lyre en Aluminium incorporee a la tubulure
- Egalement disponible en pavillon simple pour adulte

Disponible en Bleu (DH7073_B), Noir (DH7073_N), Rouge (DH7073_R) ou Rose (DH7073_RC) pour la version pediatrique (O : 35/30 mm)

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3661041000090	Code douanier	9018908400
Garantie (mois)	12	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.35
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Couleurs	Rouge	Unite emballee / Quantite	1

02/06/2025 22:02:16 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr