

BRASSARD DECONTAMINABLE TEMPO 2



Ref. DS99645



03/06/2025 00:31:17 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

BRASSARD DECONTAMINABLE TEMPO 2



Ref. DS99645

Brassard immergeable et decontaminable

Description

- Tissu:

Tissu: Polyamide 28%

Adhesif: Polyurethane 17%

Couche adhesive : Thermoplastic polyurethane 55%

- Velcro:

Nylon 6, 80-95%

Polyurethane: 5-20%

- Tube: SPVC

- Connecteur angulaire: Polyurethane Thermoplastique

Existe en modele :

Nourisson de 13 a 20 cm (DS99545)

Bras Fort de 32 a 42 cm (DS99645)

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3661040062242	Code douanier	9018901000
Garantie (mois)	12	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.093
Unite nue / Poids (kg)	0.093		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	-20	Temperature maxi	70
Humidite mini	10	Humidite maxi	85
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

 03/06/2025 00:31:17 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr