


CAPTEUR SPO2 PEDIA SILICONE POUR SPENGLER MASTER PALM 2



Ref. 222255



CE
0537



02/06/2025 22:18:41 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

CAPTEUR SPO2 PEDIA SILICONE POUR SPENGLER MASTER PALM 2



Ref. 222255

Description

Capteur spo2 pediatric silicon pour oxymetre MASTER PALM 2

Caracteristiques

Marquage CE	CE0537	Dispositif Medical	Classe IIb
Code barre	3700446030254	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	12	Pays	Uruguay
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.084
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	1	Temperature maxi	50
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

02/06/2025 22:18:41 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr