

SAC DE TRANSPORT SPENGLER POUR MASTER PALM 2/3



Ref. 223003



02/06/2025 21:59:07 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr

SAC DE TRANSPORT SPENGLER POUR MASTER PALM 2/3



Ref. 223003

Description

Sac de transport pour oxymètres MASTER PALM 2 et MASTER PALM 3

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	3700446025441	Code douanier	90330000
Pays	Chine		
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.035
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

02/06/2025 21:59:07 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr