

BRASSARD CLINIC 1T/ENFANT (S) (RACCORD 1/4 TOUR M + CLAMP)



Ref. 337855



03/06/2025 00:27:28 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

BRASSARD CLINIC 1T/ENFANT (S) (RACCORD 1/4 TOUR M + CLAMP)



Ref. 337855

Description

Brassard Clinic® avec clamp simple tubulure compatible Moniteurs Nihon Kohden, SpaceLab
 Taille S
 Connecteur 1/4 tour male DSP316152

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446030889	Code douanier	9018901000
Garantie (mois)	6	Pays	France
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	nc
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		


 03/06/2025 00:27:28 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
 13290 Aix-en-Provence | France
 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31
 info@gsh-med.fr