

LIAN NM BRASSARD VELCRO (L, M, S) SPENGLER



Ref. 520630



CE
0459



02/06/2025 23:16:23 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr

Tensiometre ambidextre, d'une construction robuste concu pour une utilisation intensive.

LIAN NM BRASSARD VELCRO (L, M, S) SPENGLER



Ref. 520630

Caracteristiques

Marquage CE	CE0459	Dispositif Medical	Classe Im (fonction mesurage)
Code barre	3700446007249	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	36	Pays	France
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	1.122
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	-20	Temperature maxi	70
Humidite mini	85	Humidite maxi	85
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

02/06/2025 23:16:23 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr