

LIAN METAL BRASSARD VELCRO (XXS A XL) SPENGLER



Ref. 521310



02/06/2025 23:30:26 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

Modele ambidextre offrant un tres grand confort d'utilisation grace a son grand cadran.

Description

Adulte (M), coton, velcro, rouge (521317)
Adulte (M), coton, velcro, gris (521311)
Adulte large (L), coton, velcro, gris (521310)
Enfant/Petit Adulte (S), nylon, velcro, gris (521316)
Multibrassard (S, M, L) velcro (521330)

02/06/2025 23:30:26 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31
 info@gsh-med.fr

LIAN METAL BRASSARD VELCRO (XXS A XL) SPENGLER



Ref. 521310

Caracteristiques

Marquage CE	CE0459	Dispositif Medical	Classe Im (fonction mesurage)
Code barre	3700446024864	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	36	Pays	France
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.782
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	-20	Temperature maxi	70
Humidite mini	85	Humidite maxi	85
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

02/06/2025 23:30:26 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr