

TENSIOMETRE SPENGLER MAXI+3 MURAL AVEC BRASSARD ADULTE (M)

Ref. 522700



CE
0123



02/06/2025 23:53:37 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

TENSIOMETRE SPENGLER MAXI+3 MURAL AVEC BRASSARD ADULTE (M)



Ref. 522700

La technologie SPENGLER dans un tensiometre dote d'un cadran d'un diametre de 147mm.

Description

GRANDE PRECISION DES MESURES

- Double tubulure pour une montee en pression lineaire

CONFORT

- Ambidextre
- Mesure lisible a distance
- Tubulure spiralee de 2,5 metres
- Poire ergonomique grand volume pour un gonflage rapide
- Panier de rangement derriere le cadran
- Fixation murale orientable

BRASSARD

- Livre avec brassard taille M, nylon

OPTION

- 3 tailles de brassards (S, M, L) disponibles

Caracteristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Medical	Non
Code barre	3700446028145	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	24	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.926
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

02/06/2025 23:53:37 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr