

BRASSARD LARGE ADULTE 27-42CM POUR SPOT-CHECK 2VS SPENGLER



Ref. 546020



03/06/2025 00:00:25 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

BRASSARD LARGE ADULTE 27-42CM POUR SPOT-CHECK 2VS SPENGLER



Ref. 546020

Description

Brassards large adulte (27-42cm) pour station spot-check 2VS de SPENGLER .

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446029678	Code douanier	9018901000
Garantie (mois)	6	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.091
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

03/06/2025 00:00:25 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr