

BRASSARD PEDIATRIQUES 18-26CM POUR MONITEUR 4VS SPENGLER



Ref. 551621



02/06/2025 23:47:37 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

BRASSARD PEDIATRIQUES 18-26CM POUR MONITEUR 4VS SPENGLER



Ref. 551621

Description

Brassard pediatrique pour module PNI du moniteur de signes vitaux 4VS de SPENGLER.
Dimensions (18-26cm)

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446033057	Code douanier	9018901000
Garantie (mois)	6	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.049
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

02/06/2025 23:47:37 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr