

CABLE D'EXTENSION DE 2M POUR CAPTEUR IOP DE GARROT DTS 3000 SPENGLER



Ref. 554111



03/06/2025 00:43:34 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

CABLE D'EXTENSION DE 2M POUR CAPTEUR IOP DE GARROT DTS 3000 SPENGLER



Ref. 554111

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	28809315676540	Code douanier	9018 90 2090
Garantie (mois)	12		
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite nue / Longueur (cm)	2
Unite emballee / Poids (kg)	0.2		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

03/06/2025 00:43:34 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.