

SOCLE A ROULETTE POUR GARROT DTS-3000



Ref. 554115



02/06/2025 23:18:12 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

SOCLE A ROULETTE POUR GARROT DTS-3000



Ref. 554115

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	18809315676182	Code douanier	9018 90 2090
Garantie (mois)	12		
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	56	Unite emballee / Hauteur (cm)	23
Unite emballee / Longueur (cm)	56	Unite emballee / Poids (kg)	11.6
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

02/06/2025 23:18:12 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr