

## INFLATEUR DE PRESSION POLYPRESS

Ref. IP01

# DDM



CE  
0459

FABRICATION  
  
FRANÇAISE

GARANTIE  
**2**  
ANS  
2 YEARS  
GUARANTEE



02/06/2025 22:36:03 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# INFLATEUR DE PRESSION POLYPRESS



Ref. IP01

L'inflateur de pression pour tubes tracheaux et masques larynges

## Description

L'inflateur de pression Polypress est un dispositif médical qui aide à suppléer à une ventilation spontanée devenue insuffisante ou en prévention d'un effondrement imminent des fonctions physiologiques.

Fabriquée en France dans notre Manufacture de Castelculier pres d'Agen.

### Facilite d'utilisation et precision.

- Mécanisme de précision horlogère en laiton
- manomètre de précision de 0 à 120cmH<sub>2</sub>O avec incrémente de 2cmH<sub>2</sub>O
- Cadran sectorisé par niveau de pression
- Se nettoie très facilement par pulvérisation de solutions decontaminantes

**Et surtout la qualité française!**

## Caracteristiques

Marquage CE	CE0459	Dispositif Medical	Non
Code barre	3700468203766	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	France

### MESURES

Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite nue / Largeur (cm)	70
Unite emballee / Hauteur (cm)	nc	Unite nue / Hauteur (cm)	180
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	nc

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Temperature mini	-10	Temperature maxi	40
Humidite mini	30	Humidite maxi	40

### AUTRES CARACTERISTIQUES

📅 02/06/2025 22:36:03 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)