

BOCAL POLYCARBONATE 1 L AVEC COUVERCLE POUR ASPIRATEUR A MUCOSITES CA-MI ASPIRET ET ASKIR 20, 30



Ref. BCASPI78



03/06/2025 01:02:16 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

BOCAL POLYCARBONATE 1 L AVEC COUVERCLE POUR ASPIRATEUR A MUCOSITES CA-MI ASPIRET ET ASKIR 20, 30



Ref. BCASPI78

Description

Bocal 1L en Makrolon 2858 autoclavable a maximum 121°C

+ couvercle muni d'une valve anti-reflux

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	3661040151083	Code douanier	90330090
Garantie (mois)	24	Pays	Italie

MESURES

Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite nue / Largeur (cm)	12
Unite emballee / Hauteur (cm)	nc	Unite nue / Hauteur (cm)	12
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite nue / Longueur (cm)	21
Unite emballee / Poids (kg)	0.2	Unite nue / Poids (kg)	0.2

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Temperature mini	-20	Temperature maxi	45
Humidite mini	NA	Humidite maxi	85

AUTRES CARACTERISTIQUES

Unite emballee / Quantite	1
---------------------------	---

03/06/2025 01:02:16 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr