

BOCAL POLYCARBONATE 1 L POUR ASPIRATEUR A MUCOSITES CA-MI ASPIRET ET ASKIR 20, 30



Ref. BCASPI79



02/06/2025 22:05:08 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

BOCAL POLYCARBONATE 1 L POUR ASPIRATEUR A MUCOSITES CA-MI ASPIRET ET ASKIR 20, 30



Ref. BCASPI79

Description

Bocal polycarbonate Makrolon autoclavable jusqu'a maximum 121°

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	3661040151090	Code douanier	4202121900
Garantie (mois)	24	Pays	Italie
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.2
Unite nue / Poids (kg)	0.2		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	-20	Temperature maxi	45
Humidite mini	NA	Humidite maxi	85
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

02/06/2025 22:05:08 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr