


## COUVERTURE CB48

Ref. CB48-11+BCB48

CE  
0459



03/06/2025 23:03:46 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

## COUVERTURE CB48

Ref. CB48-11+BCB48

Le système de réchauffement patient pour la prise en charge peropératoire

### Description

Parce que des études ont démontré que l'hypothermie peropératoire peut induire des complications pour les patients, GSH vous propose les couvertures chauffantes de marque ECM qui sont des systèmes de réchauffement actifs de patients parfaitement adaptés aux différentes phases peropératoires.

#### Eco-responsable

- Technologie adaptée: circuit intégré dans une cartouche, pas d'air pulse, prévenant ainsi la présence de particules dans l'environnement opératoire.
- Inertie à la coupure d'alimentation qui permet de garder le patient au chaud pendant encore quelques minutes.
- Réutilisables: permet de réduire les déchets liés au consommable et plus économique.

#### Facilite d'utilisation

- réutilisables
- plusieurs tailles adaptées à chaque patient
- Choisir la t° de 30 à 40° avec le bouton de réglage sur le boîtier et mettre ce dernier en marche
- recouvertes d'une housse en PU, le nettoyage est très facile

#### En toute sécurité

- Équipées de 8 capteurs indépendants de t° pour un fonctionnement précis et une sécurité maximum
- dotées d'alarmes visuelles et sonores
- Alimentation à basse tension pour éviter tout parasitage avec les moniteurs

#### Fabrication française

Nous concevons et fabriquons des dispositifs de réchauffement de patients pour le milieu hospitalier, depuis 1991, dans notre Manufacture de Saint Leonard de Noblat (Limoges)

#### Existe en 3 tailles:

- demi corps/pédiatrique (Ref : CB48-2+BCB48)
- haut du corps (Ref: CB48-3+BCB48)
- corps entier (ref :CB48-11+BCB48)

 03/06/2025 23:03:46 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

## COUVERTURE CB48

Ref. CB48-11+BCB48

### Caracteristiques

|                                    |          |                               |            |
|------------------------------------|----------|-------------------------------|------------|
| Marquage CE                        | CE0459   | Dispositif Medical            | Classe IIb |
| Code douanier                      | 90189084 | Garantie (mois)               | 12         |
| Pays                               | France   |                               |            |
| MESURES                            |          |                               |            |
| Unite emballee / Largeur (cm)      | 85       | Unite emballee / Hauteur (cm) | 11         |
| Unite emballee / Longueur (cm)     | 150      | Unite emballee / Poids (kg)   | nc         |
| Unite nue / Poids (kg)             | 3.9      |                               |            |
| CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES |          |                               |            |
| Temperature mini                   | 10       | Temperature maxi              | 40         |
| Humidite mini                      | 30       | Humidite maxi                 | 90         |
| AUTRES CARACTERISTIQUES            |          |                               |            |

03/06/2025 23:03:46 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France  
[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31  
[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)