

COUVERTURE CB48

Ref. CB48-3+BCB48

CE
0459

FABRICATION
FRANÇAISE

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
IIb
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
1 YEAR
1 AN
GUARANTEE



03/06/2025 23:10:40 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

COUVERTURE CB48

Ref. CB48-3+BCB48

Le système de réchauffement patient pour la prise en charge périopératoire

Description

Parce que des études ont démontré que l'hypothermie peropératoire peut induire des complications pour les patients, GSH vous propose les couvertures chauffantes de marque ECM qui sont des systèmes de réchauffement actifs de patients parfaitement adaptés aux différentes phases périopératoires.

Eco-responsable

- Technologie adaptée: circuit intégré dans une cartouche, pas d'air pulse, prévenant ainsi la présence de particules dans l'environnement opératoire.
- Inertie à la coupure d'alimentation qui permet de garder le patient au chaud pendant encore quelques minutes.
- Réutilisables: permet de réduire les déchets liés au consommable et plus économique.

Facilite d'utilisation

- réutilisables
- plusieurs tailles adaptées à chaque patient
- Choisir la t° de 30 à 40° avec le bouton de réglage sur le boîtier et mettre ce dernier en marche
- recouvertes d'une housse en PU, le nettoyage est très facile

En toute sécurité

- Équipées de 8 capteurs indépendants de t° pour un fonctionnement précis et une sécurité maximum
- dotées d'alarmes visuelles et sonores
- Alimentation à basse tension pour éviter tout parasitage avec les moniteurs

Fabrication française

Nous concevons et fabriquons des dispositifs de réchauffement de patients pour le milieu hospitalier, depuis 1991, dans notre Manufacture de Saint Leonard de Noblat (Limoges)

Existe en 3 tailles:

- demi corps/pédiatrique (Ref : CB48-2+BCB48)
- haut du corps (Ref: CB48-3+BCB48)
- corps entier (ref :CB48-11+BCB48)

 03/06/2025 23:10:40 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

COUVERTURE CB48

Ref. CB48-3+BCB48

Caracteristiques

Marquage CE	CE0459	Dispositif Medical	Classe IIb
Code douanier	90189084	Garantie (mois)	12
Pays	France		
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	50	Unite emballee / Hauteur (cm)	11
Unite emballee / Longueur (cm)	150	Unite emballee / Poids (kg)	nc
Unite nue / Poids (kg)	3.4		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	10	Temperature maxi	40
Humidite mini	30	Humidite maxi	90
AUTRES CARACTERISTIQUES			

03/06/2025 23:10:40 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr