

STATION DE CHARGEMENT POUR THERMOMETRE THERMOSCAN PRO 6000

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™

Ref. DWPRO6K07



02/06/2025 22:14:24 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

STATION DE CHARGEMENT POUR THERMOMETRE THERMOSCAN PRO 6000

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™

Ref. DWPRO6K07

Passez du mode Piles Alcalines a la Batterie Rechargeable

Description

- Permet de recharger automatiquement le thermometre grace a une batterie rechargeable.
- Offre un espace de stockage pour 200 protections de sonde
- Possede une fonction de securite electronique – a configurer : si le thermometre n'est pas replace sur la station de chargement dans le delai imparti selectionne, la fonction de securite le verrouille
- Peut etre fixee en support mural
- Livree avec une batterie rechargeable

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	00732094325324	Code douanier	850410
Garantie (mois)	36	Pays	Mexique
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	16	Unite emballee / Hauteur (cm)	9
Unite emballee / Longueur (cm)	25	Unite emballee / Poids (kg)	0.7
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

📅 02/06/2025 22:14:24 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr