


CARDIOMATE EVI 7" TABLETTE ECG SPENGLER

Ref. 260050



CE
0123



06/06/2025 21:41:02 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr

CARDIOMATE EVI 7" TABLETTE ECG SPENGLER



Ref. 260050

La tablette CARDIOMATE EVI 7", avec 2 ans d'extension de garantie!

Description

Une tres grande simplicité d'utilisation :

- Ecran tactile couleur 7"
- Portable : taille compacte et poids léger, facile a transporter : 0,8kg et 197 x 112,4 x 26,1 mm
- Batterie grande capacité, rechargeable sur secteur
- Permet d'imprimer directement les ECG sur une imprimante via reseau wifi

Une technologie performante :

- Grande precision : vitesse d'échantillonnage 32 000 Hz
- Detection et marquage du stimulateur cardiaque
- Interpretation automatique (Glasgow) et calcul des intervalles
- Saisie des informations patients a l'aide d'un clavier ou d'un lecteur de code barre
- Visualisation des 12 pistes en meme temps que l'interpretation automatique et les calculs des intervalles. (possibilite 18 derivations, autre tablette en option)

Export de donnees vi wifi ou port USB sous .pdf ou .xml

Spengler vous propose en ce moment une offre remarquable :

- un mini sac De Boissy Ouessant
- formation a l'utilisation et aide aux outils communicants offertes
- 3 ans de garantie, dont 2 ans d'extension de garantie offerts

ACCESSOIRES

- Un cable d'alimentation
- Un cable patient
- Des electrodes (pinces)/(ventouses)
- Un adaptateur secteur
- Une batterie
- Un manuel operationnel
- Une liste des produits
- Un disque de donnee
- Un etui en cuir

 06/06/2025 21:41:02 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

CARDIOMATE EVI 7" TABLETTE ECG SPENGLER



Ref. 260050

Caracteristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	6971049341789	Code douanier	9018110000
Garantie (mois)	36	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	10	Unite emballee / Hauteur (cm)	28
Unite emballee / Longueur (cm)	33	Unite emballee / Poids (kg)	2.8
Unite nue / Poids (kg)	0.8		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	-20	Temperature maxi	55
Humidite mini	15	Humidite maxi	95
AUTRES CARACTERISTIQUES			

06/06/2025 21:41:02 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr