

BRASSARD CLINIC 1T/ADULTE (M) (RACCORD BAYONET + CLAMP)



Ref. 337883



06/06/2025 21:42:32 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

BRASSARD CLINIC 1T/ADULTE (M) (RACCORD BAYONET + CLAMP)



Ref. 337883

Description

Brassard Clinic® avec clamp simple tubulure compatible Moniteurs Spengler 2V, 4VS, Suntech, Philips
 Taille M
 Livree avec connecteur rectus bayonet DSP316163

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446000172	Code douanier	9018901000
Garantie (mois)	6	Pays	France
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.125
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

📅 06/06/2025 21:42:32 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
 13290 Aix-en-Provence | France
 🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31
 ✉ info@gsh-med.fr