

STETHOSCOPE SPENGLER LAUBRY CHROME SIMPLE PAVILLON



Ref. 507300



CE



13/06/2025 23:30:03 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

STETHOSCOPE SPENGLER LAUBRY CHROME SIMPLE PAVILLON



Ref. 507300

Le celebre cardiophone, look vintage pour un stethoscope de tres haute precision

Description

Le celebre cardiophone.
Ideal pour la prise de tension et l'auscultation generale.

- Simple pavillon lourd (107 g) en alliage performance Zamac a la forme elegante et profilee pour une prise en main ideale
- Membrane haute resolution en resine epoxy pour une auscultation des sons physiologiques dans une large gamme de frequences
- Recepteur profile pour un parfait contact avec la zone d'examen
- Lyre en laiton, legere, orientee a l'anatomie auriculaire
- Tubulure ultra performante pour optimiser l'ecoute
- Embouts auriculaires confortables et Bague antifroid

Disponible en Noir (507300)

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446009151	Code douanier	9018.90.20.00-9
Garantie (mois)	60		
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	16	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	32	Unite emballee / Poids (kg)	0.393
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Couleurs	Noir	Unite emballee / Quantite	1

13/06/2025 23:30:03 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr