


STETHOSCOPE SPENGLER LAUBRY CLINIC SIMPLE PAVILLON JAUNE



Ref. 507349



13/06/2025 22:27:47 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr

STETHOSCOPE SPENGLER LAUBRY CLINIC SIMPLE PAVILLON JAUNE



Ref. 507349

Le celebre cardiophone, look vintage pour un stethoscope de tres haute precision

Description

Le celebre cardiophone.
Ideal pour la prise de tension et l'auscultation generale.

- Simple pavillon lourd (107 g) en alliage performance Zamac a la forme elegante et profilee pour une prise en main ideale
- Membrane haute resolution en resine epoxy pour une auscultation des sons physiologiques dans une large gamme de frequences
- Recepteur profile pour un parfait contact avec la zone d'examen
- Lyre en laiton, legere, orientee a l'anatomie auriculaire
- Embouts auriculaires confortables et Bague antifroid

Version CLINIC, decontaminable par immersion

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446009182	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	60		
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.415
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

13/06/2025 22:27:47 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr