

STETHOSCOPE SPENGLER DUAL PULSE DOUBLE PAVILLON



Ref. 507422



13/06/2025 23:14:58 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

STETHOSCOPE SPENGLER DUAL PULSE DOUBLE PAVILLON



Ref. 507422

Le stethoscope pour la prise de tension au quotidien

Description

Le stethoscope DUAL PULSE est un instrument pour le diagnostic et la prise de tension au quotidien.

- Double pavillon en alliage d'aluminium
- Tubulure simple avec conduit haute performance
- Membrane haute resolution en resine epoxy
- Lyre en laiton, legere, orientee a l'anatomie auriculaire
- Bague antifroid et embouts auriculaires confortables assortis a la couleur de la tubulure

Disponible en Noir, Bleu Azur, Marine, Rose Bougainvillier, Rouge, Vert Lagon (jusqu'a epuisement), Gris Alize(jusqu'a epuisement)

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446009212	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	36		
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	24	Unite emballee / Hauteur (cm)	3
Unite emballee / Longueur (cm)	11	Unite emballee / Poids (kg)	0.237
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Couleurs	Bleu marine	Unite emballee / Quantite	1

13/06/2025 23:14:58 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr